

ASTOPAD[®] SOF

Beheiztes, druckentlastendes OP-Tischpolster

ASTOPAD SOF bietet eine einzigartige Kombination aus HYPOTHERMIE- und DEKUBITUSPROPHYLAXE.

Das ASTOPAD SOF Rückenpolster für OP-Tische ist beheizt und antistatisch.

Das Kernstück von ASTOPAD SOF ist ein viskoelastischer Schaum kombiniert mit einer dynamischen Schaumbasis für die bestmögliche Dekubitusprophylaxe auf dem OP-Tisch. Die integrierte Heizung wird vom ASTOPAD DUO120 Steuergerät geregelt und wärmt den Patienten von unten.



ASTOPAD SOF wird von den Maßen kundenspezifisch angepasst, d. h. jedes ASTOPAD SOF Rückenpolster passt ganz genau zu jedem individuellen OP-Tisch.

Dabei können die Maße für das ASTOPAD SOF Rückenpolster wie folgt individuell bestimmt werden:


Länge individuell	Breite individuell	Höhe individuell	Best.Nr. + Maßangabe
60 cm bis 80 cm	42 cm bis 50 cm	4 cm bis 10 cm	SOF7
90 cm bis 110 cm	48 cm bis 55 cm	4 cm bis 10 cm	SOF4
135 cm bis 160 cm	48 cm bis 55 cm	4 cm bis 10 cm	SOF5
180 cm bis 220 cm	48 cm bis 55 cm	4 cm bis 10 cm	SOF2

Besser geht es nicht!

Zum Schutz des beheizten ASTOPAD SOF Rückenpolsters wird jeweils die mit 95°C waschbare, antistatische und desinfizierbare Hülle angeboten.



Herkömmliches OP-Tischpolster
Max. Auflagedruck ca. 128 mmHg



ASTOPAD SOF
Max. Auflagedruck ca. 46 mmHg

ASTOPAD[®] System

Heizelemente

ASTOPAD COV070 - Heizdecke

Speziell für die Anwendung bei Früh- und Neugeborenen und Kindern.

Einsatzgebiete:

- Säuglingszimmer
- Kreißsaal
- Operationssaal

Maße: 680 x 480 mm

Best.-Nr.: COV070

ASTOPAD COV105 - Heizdecke

Spezielles Heizelement für Operationen in Steinschnittlage. (hauptsächlich Urologie und Gynäkologie).

Maße: 1050 x 500 mm

Best.-Nr.: COV105

ASTOPAD COV150 - Heizdecke

Sehr universell einsetzbar:

- Als Unterdecke auf dem OP-Tisch
- Als Oberkörperdecke
- Als Unterkörperdecke....

Maße: 1500 x 500 mm

Best.-Nr.: COV150

ASTOPAD COV155 - Arm-Brust-Heizdecke

Heizelement zur Abdeckung des Oberkörpers

Maße: 1500 x 500 mm

Best.-Nr.: COV155

ASTOPAD COV180 - Heizdecke

Universell einsetzbare Ganzkörperdecke.

- Als Heizdecke unter dem Patienten
- Von oben als Überdecke

Maße: 1800 x 800 mm

Best.-Nr.: COV180

ASTOPAD COV235 - Heizdecke

Universell einsetzbare Ganzkörperdecke.

- Als Heizdecke unter dem Patienten
- Von oben als Überdecke

Maße: 2050 x 1350 mm

Best.-Nr.: COV235

ASTOPAD OPT130 - Heizbare OP-Tischauflage

Seit Langem bewährte OP-Tischheizaufgabe

Maße: 1050 x 500 mm

Best.-Nr.: OPT130

ASTOPAD SOF - Beheiztes, druckentlastendes und antistatisches Rückenpolster für OP-Tische

Maße: kundenspezifisch

Länge individuell	Breite individuell	Höhe individuell	Best.Nr. + Maßangabe
60 cm bis 80 cm	42 cm bis 50 cm	4 cm bis 10 cm	SOF7
90 cm bis 110 cm	48 cm bis 55 cm	4 cm bis 10 cm	SOF4
135 cm bis 160 cm	48 cm bis 55 cm	4 cm bis 10 cm	SOF5
180 cm bis 220 cm	48 cm bis 55 cm	4 cm bis 10 cm	SOF2

Washbare (95°C), desinfizierbare Hülle für COV070

Best.-Nr.: COV40070

Baumwollbezug, waschbar (95°C) für COV070

Best.-Nr.: COV20070

Washbare (95°C), desinfizierbare Hülle für COV105

Best.-Nr.: COV40105

Washbare (95°C), desinfizierbare Hülle für COV150

Best.-Nr.: COV40150

Einweghülle für COV150, VE=50 Stck.

Best.-Nr.: COV30150

Washbare (95°C), desinfizierbare Hülle für COV155

Best.-Nr.: COV40155

Washbare (95°C), desinfizierbare Hülle für COV180

Best.-Nr.: COV40180

Einweghülle für COV180, VE=25 Stck.

Best.-Nr.: COV30180

Washbare (95°C), desinfizierbare Hülle für COV235

Best.-Nr.: COV40235

Washbare (95°C), antistatische, desinfizierbare Hülle für SOF

auf Maß.

STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH

Julius-Hoelder-Strasse 36 • 70597 Stuttgart • Germany
 Telefon +49 (0) 711-720670 • Telefax +49 (0) 711-7206757
www.stihlerelectronic.de • E-Mail: info@stihlerelectronic.de