

# ASTOCOVER

## Passive Wärmeisolation

ASTOCOVER kann im prä-, peri- und postoperativen, sowie im intensivpflegerischen und stationären Bereich eingesetzt werden und dient hier zur Prophylaxe vor Auskühlung des Patienten. Mit ASTOCOVER wird verhindert, dass Wärme vom Patienten in den Raum abgestrahlt wird. Der Patient bleibt vor Abkühlung durch Lüftung und Zugluft geschützt und es kommt zu keinem Wärmeverlust des Patienten.

Durch die Auswahl der Anwendungsteile lässt sich für jeden Anwendungsfall, in den oben aufgeführten Bereichen, eine optimale Lösung wählen.

In Kombination mit unseren Wärmergeräten ASTOPAD SYSTEM ( Patientenwärmer ), ASTOFLO und ASTOTHERM PLUS ( Blut- und Infusionswärmern ) wird ein Gesamtkonzept verwirklicht, das die negativen Begleiterscheinungen einer Operation wie Hypothermie und Dekubitus prophylaktisch zu vermeiden hilft.

### ASTOCOVER PAS100 Oberkörperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 100 X 100 cm

Best.-Nr.: PAS 100

**Waschbare, desinfizierbare Hülle**  
für ASTOCOVER PAS100, 100 X 100 cm

Best.-Nr.: COV 40100

### ASTOCOVER PAS150 Körperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: PAS 150

**Waschbare, desinfizierbare Hülle**  
für ASTOCOVER PAS150, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: COV 40150

### ASTOCOVER PAS155 Arm - Brust - Decke

zur passiven Wärmeisolation, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: PAS 155

**Waschbare, desinfizierbare Hülle**  
für ASTOCOVER PAS155, 50 X 150 cm

Best.-Nr.: COV 40155

### ASTOCOVER PAS180 Körperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 80 X 180 cm

Best.-Nr.: PAS 180

**Waschbare, desinfizierbare Hülle**  
für ASTOCOVER PAS180, 80 X 180 cm

Best.-Nr.: COV 40180

### ASTOCOVER PAS158 Arm - Oberkörperdecke

zur passiven Wärmeisolation, 100 X 150 cm

Best.-Nr.: PAS 158

### ASTOCOVER PAS161 Beinsack Typ A

zur passiven Wärmeisolation

Best.-Nr.: PAS 161

### ASTOCOVER Patientenmütze

zur passiven Wärmeisolation

Gr. 34 Best.-Nr.: PAS 034

Gr. 38 Best.-Nr.: PAS 038

Gr. 52 Best.-Nr.: PAS 052

Gr. 56 Best.-Nr.: PAS 056

Gr. 58 Best.-Nr.: PAS 058

**Material:** Die Hülle von ASTOCOVER besteht aus einseitig PU beschichtetem PES Gewirke.

Eigenschaften:

- atmungsaktiv
- viren- und bakterien dicht
- blut-, sekret- und urinundurchlässig
- PVC-frei
- elastisch und keine Faltenbildung
- Ökotex 100, II Zertifikat

**Reinigung:** Für die Reinigung und Desinfektion können handelsübliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel auf alkoholischer Basis verwendet werden. Die waschbaren, desinfizierbaren Hüllen für ASTOCOVER (COV40100/40150/40155) sind bei 95°C waschbar.



**STIHLER ELECTRONIC**

Stihler Electronic GmbH

Julius-Hoelder-Strasse 36 • 70597 Stuttgart • Germany  
Telefon +49 (0) 711-720670 • Telefax +49 (0) 711-7206757  
www.stihlerelectronic.de • E-Mail: info@stihlerelectronic.de