

ASTOPAD® Baby Warmer

Neugeborene liegen behaglich,
umgeben von Wärme, die sie schützt.



STIHLERELECTRONIC

ASTOPAD® Baby Warmer

Die effektive Art, 2 Säuglinge gleichzeitig zu versorgen.

Der ASTOPAD Baby Warmer versorgt alle Früh- und Neugeborenen mit behaglicher, schützender Wärme.

Er kann an jedem Bettchen angebracht werden, ohne den engen Kontakt zwischen Mutter und Kind zu beeinträchtigen. Die Mutter kann ihr Kind ungestört versorgen und stillen.

Früh- und Neugeborene, die keine weitere Intensivpflege in einem Inkubator benötigen, werden vom ASTOPAD Baby Warmer sicher gewärmt.

Damit bekommt jedes Baby, auf eine einfache und wirtschaftliche Art, ein behagliches Wärmebettchen, in dem es gut schlafen und sich optimal entwickeln kann.

Die Wärmendecken können unter dem Baby als Liegeflächenheizung und/oder über dem Baby als Zudecke eingesetzt werden.

Als Unterlage verwendet, können mit einem Steuergerät zwei Babybettchen unabhängig voneinander versorgt werden. Damit wird eine sehr große Wirtschaftlichkeit erreicht.

Der ASTOPAD Baby Warmer kann in den verschiedensten Bereichen eingesetzt werden.

- *Im Säuglingszimmer zur thermischen Langzeit-Unterstützung von einem oder zwei Babies.*
- *Im Kreißsaal bei der Erstversorgung mit Wärme auf der Liegefläche.*
- *Zur Erwärmung der Liegefläche einer Reanimationseinheit.*
- *Im Operationssaal zur Vermeidung von perioperativer Hypothermie.*



Auf der Säuglingsstation können zwei Neugeborene unabhängig voneinander mit einem Steuergerät gewärmt werden. Dieser Vorteil macht den ASTOPAD Baby Warmer zu einer der wirtschaftlichsten Lösungen, wenn es um die Wärmeversorgung von Neugeborenen geht.