


# ASTOSTAND

Ein Infusionsständer, der fest an Ihrer Seite steht.  
*An infusion stand that really will stand by you whatever happens.*



ASTOSTAND wurde speziell für den Operations- und Intensivbereich konzipiert. Durch seine hohe Standfestigkeit und das lange Außenrohr können mehrere medizintechnische Geräte angebracht werden, ohne daß er wackelt oder gar kippt. Optimal also auch für die Anbringung von ASTOFLO und ASTOTHERM Blut- und Infusionswärmegegeräten und dem ASTOPAD Steuergerät für heizbare OP-Tischauflagen.

*ASTOSTAND has been specially designed for the operating and intensive care areas. Its excellent stability and its long stand pole allow numerous medical instruments to be attached without the stand tipping or even wobbling. It is also perfect for attaching ASTOFLO and ASTOTHERM Blood and Infusion Warmer and the ASTOPAD control unit for heatable OR table pads.*

● ASTOSTAND hat einen besonders schweren Fuß und steht somit äußerst stabil und kippsticher, selbst bei hoher Belastung.

● Das Risiko für Geräteschäden durch umgekippte Infusionsständer wird so minimiert.

● Das Außenrohr ist mit 1.50 m länger, als bei herkömmlichen Infusionsständern. Besonders gut und sicher lassen sich daher auch mehrere Geräte gleichzeitig am Außenrohr anbringen.

● Technische Daten/ ASTOSTAND:  
Material: Edelstahl  
Höhe für Gerätebefestigung: bis 160 cm  
Länge des Außenrohrs: 150 cm  
5-Rollen-Sicherheitsfuß, extraschweres Vierkantprofil  
Rollen: Ø75 mm, antistatisch, kugelgelagert, 3 Rollen mit Feststeller  
Abtropfglas und -halter sind bruchsticher  
Gewicht: 10,3 kg


● ASTOSTAND is equipped with a particularly heavy foot and stands extremely firmly with no risk of toppling even when heavily loaded.

● The risk of damage to instruments as a result of a stand overturning is thus kept to a minimum.

● At 1.50 m, the stand pole is longer than conventional infusion stands allowing several instruments to be safely and conveniently attached at the same time.

● Technical data/ ASTOSTAND:  
Material: stainless steel  
Height for attaching instruments: up to 160 cm  
Length of the stand pole: 150 cm  
5-castor safety base, extra-heavy square profile tubing  
Castors: 75 mm dia., anti-static, ball-bearing mounted, 3 castors with locking mechanism  
Drip bottle and mount are fracture-proof  
Weight: 10,3 kg

160 cm



# ASTOPAD® System

## Zubehör/Accessories



**Normschienenhalter für ASTOPAD Steuergerät**  
*Standard rail bracket for ASTOPAD control unit*

Halter zur sicheren Befestigung von medizinischen Geräten (z. B. ASTOPAD Steuergerät) an medizinischen Normschienen.

*Bracket for securely attaching medical devices (e. g. the ASTOPAD control unit) to standard medical rails.*

### Kabelhalterung/ Cableholder

Halterung für 2 Stück Anschluss-Verlängerungsleitungen ASTOPAD SYSTEM zur Anbringung am Infusionsständer (bis max. 25 mm Aussenrohrdurchmesser).

*Cableholder for two pieces extension cable ASTOPAD SYSTEM for fixation to infusion stand (max. 25 mm external outside diameter).*



ASTOSTAND

Normschienenhalter/  
*Standard rail bracket*

Kabelhalterung/  
*Cableholder*

Best.-Nr./ Order no.

STA 100

STA 120

STA 140

*Ihre zuständige Vertretung/ Your local agency:*

## STIHLER ELECTRONIC

Stihler Electronic GmbH  
Julius-Hölder-Straße 36 · D- 70597 Stuttgart · Germany  
www.stihlerelectronic.de · info@stihlerelectronic.de  
national: Telefon 07 11- 72 06 70 · Telefax 07 11- 720 67 57  
international: Telefon ++ 49- 711- 72 06 70 · Telefax ++ 49- 711- 720 67 57